

# OBSERVA СЕРІЯ

## ALFA LED

Три сфокусованих LED джерела світла з лінзами із захисним екраном з боросилікатного скла забезпечують глибоке циліндричне світло зі значно зниженим тепловим випромінюванням. Кожен світлодіод оснащений резистором, щоб забезпечити безперервне використання лампи навіть у рідкісних випадках виходу світлодіода з ладу. Завдяки трьом незалежним світлодіодам зменшується ефект тіні.



**ALFA-FLEX**  
гнучке плече



**ALFA-FIX**  
плече на  
шарнірах

### Характеристики

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Освітленість на відстані 0,50м      | 70 000 люкс    |
| Діаметр купола                      | 9,5 см         |
| Колірна температура                 | 4 000 K        |
| Діаметр світлового поля             | 140 мм         |
| Середній термін служби світлодіодів | > 60 000 годин |
| Регулювання інтенсивності світла    | 4 - 100 %      |

### ALFA LED

### Системи кріплення



**S11**  
Кріплення до столу



**S12MED**  
Настінне  
кріплення



**RLBI**  
Мобільна основа  
до ALFA-FIX



**RLALFA**  
Мобільна основа  
до ALFA-FLEX



**Z400819**  
Кріплення на рейку



**KITB12RL**  
Акумуляторна батарея

### Акcesуари