

PRIMA LED

Перший і єдиний оглядовий світильник з можливістю вибору розсіяного світла на додаток до традиційного концентрованого світла.

Система балансування Ergo-Spring робить PRIMALED дуже стабільним і простим в експлуатації. PRIMALED ідеально підходить для будь-якого типу установки, від амбулаторного відділення до відділення інтенсивної терапії.



PRIMA-FLEX
гнучке плече



PRIMA-FIX
плече на
шарнірах

Характеристики

Освітленість на відстані 0,50 м	115 000 люкс
Діаметр купола	19,5 см
Колірна температура	4 000 - 4 500K
Діаметр світлового поля	150 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	20 - 100 %

PRIMA LED

Системи кріплення



S11
Кріплення до столу



S12MED
Настінне
кріплення



RLBI
Мобільна стійка



Z400819
Кріплення на рейку

Акcesуари



KITB24RL
Акумуляторна
батарея