

SATURNO LED

ЯКІСНЕ СВІТЛО ЗА ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ

Цей світильник хірургічного типу підходить для малих неінвазивних операцій, для гінекології та для відділення невідкладної допомоги. Той факт, що промені розташовані близько один до одного (розмір рефлектора 195 мм), означає, що їх не потрібно фокусувати. Світильник дуже легко переміщати завдяки легкості алюмінієвої опорної конструкції.



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
SATSON-LED



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
SATPIN-LED



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
НАСТІННЕ
КРІПЛЕННЯ
SATPAN-LED



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
SATSONX2-LED

Характеристики

Освітленість (Ес) на відстані 1 м	60 000 люкс
Діаметр купола	19,5 см
Колірна температура	4 000 - 4 500 К
Діаметр світлового поля	260 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	20 - 100%


SATURNO LED

Ключові характеристики

Глибоке 3D світло

Пряме світло

Акcesуари



Акумуляторна
батарея

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»
Уповноважений представник в Україні
01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182, Тел./факс +38 044 360 03 00
info@ren-med.com.ua, www.ren-med.com.ua