

U29

КОМФОРТНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ СВІТИЛЬНИК

U29 поєднує в собі технологію непрямого освітлення, яка стала результатом успіху серії Pentaled, з елегантним і компактним дизайном Unica.

U29 — це високоефективний світильник, надійно спроектований і доступний за ціною, тому будь-який хірург може отримати з неї користь.



Перевірений EPD: U29 надає конкретні дані про весь життєвий цикл — від видобутку сировини до остаточного утилізування.

Декларація EPD № 4791865733.101.1, підтверджена UL Solutions.



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ КРІПЛЕННЯ
U29SO



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ
U29PI



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
U29+29

Характеристики

U29

Освітленість (Ес) на відстані 1 м	160 000 люкс
Діаметр купола	52 см
Колірна температура	4 500 - 5 000 К
Діаметр світлового поля	140 - 230 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	5 - 100 %

Ключові характеристики

Непряме світло

Глибоке 3D світло

Компенсаційна зона

Світло завжди у фокусі

Готові до майбутніх потреб: усі рефлектори стандартно постачаються з можливістю підключення камери.


Аксесуари




Подвійний
кронштейн



Камера:
FULL-HD кабель
FULL-HD Wi-Fi
4K кабель
4K Wi-Fi



Монітор



Акумуляторна
батарея



Настінна панель
керування



ІЧ (IR) пульт
дистанційного
керування



Інтеграційна
система