

UNICA

ЄДИНА ЛАМПА, ЯКА ПОВНІСТЮ УСУВАЄ ВІДБЛИСКИ

У моделях серії Unica RIMSA досягла повного усунення відблисків. Завдяки технології подвійного відбиття можна отримати повне придушення тіней, максимізацію поверхні, що випромінює світло, і абсолютне світло без відблисків.

UNICA 860
UNICA 520



Перевірений EPD: UNICA надає конкретні дані про весь життєвий цикл — від видобутку сировини до остаточного утилізування.
Декларація EPD № 4791865733.101.1, підтверджена UL Solutions.





ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
UNICA520SO



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ
UNICA520PI



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
UNICA520+520



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕКРІПЛЕННЯ
UNICA860SO



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕКРІПЛЕННЯ
UNICA860+520

Характеристики

	860	520
Освітленість (Ес) на відстані 1 м	160 000 люкс	160 000 люкс
Діаметр купола	86 см	52 см
Колірна температура (7 режимів)	3 800 до 5 400 К	3 800 до 5 400 К
Діаметр світлового поля	170 - 400 мм >	170 - 380 мм >
Середній термін служби світлодіодів	60 000 годин	60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	3 - 100 %	3 - 100 %

Ключові характеристики

Подвійне відбиття: відсутність відблисків Г

либоке 3D світло

Компенсаційна зона

Світло завжди у фокусі

Готові до майбутніх потреб: усі рефлектори стандартно постачаються з можливістю підключення камери.


Аксесуари




Подвійний
кронштейн



Камера:
FULL-HD кабель
FULL-HD Wi-Fi
4K кабель
4K Wi-Fi



Монітор



Акумуляторна
батарея



Настінна панель
керування



ІЧ (IR) пульт
дистанційного
керування



Інтеграційна
система

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182, Тел./факс +38 044 360 03 00

info@ren-med.com.ua, www.ren-med.com.ua